


XR- EXTREME RETRIEVING

Pinze per il recupero di corpi estranei tracheali, esofagei e gastrici. Ideali per le manovre in cui sia richiesta tenuta e forza. Le dimensioni le rendono efficaci anche nei cani di taglia gigante.

Le pinze **XR** sono utilizzate parallelamente ed esternamente a endoscopi rigidi e flessibili. Sono lunghe, rigide e offrono grandissima resistenza alla trazione e alla rotazione. La struttura forte riduce al minimo il rischio di rotture

La ganaschia ampia e robusta e la presa a dente di topo sono l'ideale per il recupero di ossa, sassi e corpi estranei duri, lisci e incastrati nei tessuti



- Utilizzo in trachea, esofago, stomaco
- Recupero ossa e sassi
- Utilizzo parallelo ed esterno agli endoscopi
- Lunghe 70cm, adatte anche per cani taglia gigante
- Robustissime, con riduzione delle rotture

EM75340700

- lunghezza 70cm
- diametro 4mm
- ganasce: lunghezza 3cm, apertura 2,6cm
- presa: dente di topo 3+2
- prezzo: **168€**

EM75340500

- lunghezza 50cm
- diametro 4mm
- ganasce: lunghezza 3cm, apertura 2,6cm
- presa: dente di topo 3+2
- prezzo: **155€**

EM7534075 SET

- pinza da 70 cm + pinza da 50 cm
- prezzo: **290€** invece di 323€

Autoclavabili, garanzia 2 anni